

產品名稱：**BOBY 多頻共振循環機** (通稱：波比 / BOBY)

## 一、產品研發與專利優勢 (核心競爭力)

- **台灣之光，自主研發：** BOBY 多頻共振循環機為台灣本土研發的驕傲，具備強大的技術護城河。
- **國際專利佈局：** 目前已正式取得「台灣」與「中國大陸」的技術專利，並預計於今年度（2026 年）陸續取得「美國」與「日本」等醫療與科技大國的專利認證，品質與技術深受國際肯定。
- **全天候防護：** 專為現代人設計，主打 24 小時分秒不間斷的貼身健康照護。

## 二、核心運作原理 (物理學基礎)

本產品的運作核心基於嚴謹的**物理學共振原理**，非侵入性、無藥物負擔。

- **距離與效能法則：** 物理學的能量傳遞與距離息息相關。BOBY 的共振效能與距離呈反比。
- **「10 倍黃金距離」：** 儀器距離患部 1 公分與距離 10 公分，共振效果會產生高達 10 倍的差距。因此，「越靠近需要改善的部位，效果越好」是最高指導原則。

## 三、適用族群與常見應用症狀

- **適用對象：** 零副作用、無侵入性，從孩童、青壯年到高齡長輩（老中青三代）皆可安心使用。
- **針對性改善（亞健康與文明病）：**
  - **頭部與睡眠：** 長期失眠、睡眠品質不佳、容易頭暈、偏頭痛。
  - **視覺疲勞：** 眼睛乾澀、視力模糊（特別適合長期使用 3C 的青世代與壯世代）。
  - **肌肉與循環：** 肩頸痠痛、緊繃、走路容易喘、身體各部位的局部循環不良。

## 四、標準使用操作指南 (SOP)

為了確保使用者能體驗到 100% 的效果，請嚴格遵守以下「時間」與「位置」的規範：

### 1. 充放電標準流程：

- **晨間：** 早上起床後，請立即進行充電。
- **夜間：** 晚上睡覺前，請務必充飽電，確保睡眠期間能持續發揮共振效能。

### 2. 佩戴與放置建議：

- **精準打擊：** 哪裡不適，就貼近哪裡。例如：頭痛放置於頭部周邊；肩頸痠痛放置於肩頸處。
- **日常隱形佩戴：** 白天活動時，可放置於腰際、內衣褲或貼身衣物夾層中；夜晚睡眠時，可直接放置於枕頭旁邊。

## 五、好轉反應 (Healing Crisis) 與應對機制

在身體循環改善的初期，部分使用者可能會出現正常的「好轉反應」。經銷商在借出產品前，**務必善盡告知義務**，避免消費者產生恐慌或誤解：

- **常見好轉現象：** 使用部位出現「更痠、更痛、更麻」，或是初期感覺精神亢奮「不容易入睡」。
- **評估與追蹤：** 借出時，請配合填寫「智云專屬使用追蹤表格」，記錄使用者的初始狀態與正確使用方式。
- **進階應對：** 當出現強烈好轉反應時，若使用者能適應，建議可以「再增加 1 到 2 顆」BOBY 儀器疊加使用，能加速渡過好轉期，效果將更為顯著。

## 六、無壓體驗與售後保固

- **超長保固期：** 在合乎規範的正常使用範圍內，本產品提供長達 **18 個月**的經銷商保固。
- **只借不賣的安心承諾：** 以「用心關懷，用愛分享」為出發點。使用者無需承擔購買壓力，體驗無效隨時收回；體驗有效後，再依據個人需求選擇購買 1 顆（成為消費者）或購買 10 顆（成為經銷商並享有以量制價的優惠）。